













# SpO<sub>2</sub> Sensor, Flergangs

<p>Sensor F</p> <p>Alm. finger sensor. Kan også bruges på tå.</p>		<p>Sensor R</p> <p>Stor gummi sensor.</p>	
<p>Sensor FS</p> <p>Lille finger sensor.</p>		<p>Sensor R+</p> <p>Stor gummi sensor. Autoclave rengøring.</p>	
<p>Sensor ES</p> <p>Soft øre sensor. Kan også placeres i kinden.</p>		<p>Sensor RM</p> <p>Medium gummi sensor.</p>	
<p>Sensor Y</p> <p>Y-sensor. Placeres på finger, tå, øre, barnehånd eller barnefod. Leveres evt. med øreklips.</p>		<p>Sensor RM+</p> <p>Medium gummi sensor. Autoclave rengøring.</p>	
<p>Sensor MF</p> <p>Multi finger sensor. Passer til alle str. fingre.</p>		<p>Sensor RS</p> <p>Lille gummi sensor.</p>	
<p>Sensor W</p> <p>Wrap sensor. Fikseres på finger, tå, barnehånd eller barnefod.</p>		<p>Sensor RS+</p> <p>Lille gummi sensor. Autoclave rengøring.</p>	

## Manuel rengøring og desinfektion (F, FS, ES og Y)


Anbefalet rengøring med blød fugtet klud med mild sæbeopløsning, f.eks. Klenzyme.  
Anbefalet desinfektion ved aftørring med 70% isopropylalkohol.

## Manuel rengøring og desinfektion (MF, W, R, RM og RS)

Egnede rengørings- /desinfektionsmidler og redskaber:

Midler baseret på aldehyd, alkohol, amin, lud eller quaternære ammoniumforbindelser er egnede til rengøring eller desinfektion. Der skal anvendes en egnet børste til rengøring af stikket, dermed sensoren rengøres overalt.

- Bemærk de supplerende henvisninger i rengøringsvejledningen.
- Efter hver brug skal sensoren rengøres eller desinficeres grundigt inden anvendelse på en anden patient
- Sensoren skal frakobles monitoren inden rengøring eller desinfektion
- Skyl overfladeurenheder grundigt af sensoren
- Rengør overfladerne (ind- og udvendigt) med en børste og/eller en engangsklud med en opløsning af rengørings og desinfektionsmiddel (silikonehuset skal evt. vendes for rengøring af de indvendige overflader)
- Skyl derefter sensoren i ca. 1 minut med demineraliseret vand. Derved skal vandet flyde ind i stikket, og bøsningerne skal gentagne gange fyldes og tømmes.




## Maskinrengøring, -desinfektion og -sterilisation (R+, RM+ og RS+)

Kun sensorer med betegnelsen SoftTip Plus egner sig til maskinrengøring (f.eks. dampsterilisering i autoklave). Ved lav temperatur sterilisering skal firmaet Advanced Sterilisation Products validerede metode > Sterrad lav temperatur plasma sterilisering < anvendes.

**Agilent Technologies** - se Philips Medical

**Armstrong Medical**

AD-900, 1000, 2000, 3000, 4000



Benytter BCI teknologi - Se BCI

**Artema**

Diascope



\*\*Adapter kabel skal benyttes

Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**Artema**

S&W



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-104	S&W SL033057	F-2612	3,60
Y	1-04-204	na	Y-2377	3,60

**Baxter**

Explorer/Monarch



Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**BCI**

3100, 3101, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus



\*\*Adapter kabel skal benyttes

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-115	BCI 3044, BCI 3444N	F-3222-12	1,20
F	1-04-141	na	F-3222-30	3,00
ES	1-14-315	BCI 3078	ES-3222-12	1,20
Y	1-04-215	BCI 3043	Y-2227	1,20
R	1-04-815	na	R-3222-12	1,20
RM	1-14-715	na	RM-3222-12	1,20
RS	1-14-815	na	RS-3222-12	1,20
W	1-14-615	BCI 3025, BCI 3026	W-3222-12	1,20
R+	1-04-715	na	R-3222-12/Plus	1,20
RM+	1-14-515	na	RM-3222-12/Plus	1,20
RS+	1-14-215	na	RS-3222-12/Plus	1,20
MF	1-14-415	na	MF-3222-12	1,20

**BCI**


3100, 3101, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-150	na	F-3228-30	3,00

**BCI**

3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-115	BCI 3044, BCI 3444N	F-3222-12	1,20
F	1-04-141	na	F-3222-30	3,00
ES	1-14-315	BCI 3078	ES-3222-12	1,20
Y	1-04-215	BCI 3043	Y-2227	1,20
R	1-04-815	na	R-3222-12	1,20
RM	1-14-715	na	RM-3222-12	1,20
RS	1-14-815	na	RS-3222-12	1,20
W	1-14-615	BCI 3025, BCI 3026	W-3222-12	1,20
R+	1-04-715	na	R-3222-12/Plus	1,20
RM+	1-14-515	na	RM-3222-12/Plus	1,20
RS+	1-14-215	na	RS-3222-12/Plus	1,20
MF	1-14-415	na	MF-3222-12	1,20

**Biosys Co. Ltd**


BPM-200, Vital Sign Monitor SENTRY



Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**Bird**

4400



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-119	CSI 511-10L	F-3282-36	3,60
ES	1-14-319	CSI 511-10L	ES-3282-36	2,95
Y	1-04-219	CSI 940-10L	Y-2287-36	3,60
R	1-04-819	CSI 511-10L	R-3282-36	2,95
RM	1-14-719	CSI 511-10L	RM-3282-36	2,95
RS	1-14-819	CSI 511-10L	RS-3282-36	2,95
W	1-14-619	CSI 511-10L	W-3282-36	2,95
MF	1-14-419	CSI 511-10L	MF-3282-36	2,95


**Bird**

4400



\*\*Adapter kabel skal benyttes

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-118	CSI 511SD	F-3282-9	0,90
ES	1-14-318	na	ES-3282-9	0,90
Y	1-04-218	CSI 940SD	Y-2287-9	0,90
R	1-04-818	na	R-3282-9	0,90
RM	1-14-718	na	RM-3282-9	0,90
RS	1-14-818	na	RS-3282-9	0,90
MF	1-14-418	na	MF-3282-9	0,90

<b>Blue Point</b>				
OxyTrue A OxyTrue S				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-160	SF6500	F-6500	1,20
ES	1-14-360	EP6500	ES-6500	1,20
RM	1-14-760	SC6500	RM-6500	1,20
RS	1-14-860	SCP6500	RS-6500	1,20
W	1-14-660	W6500	W-6500	1,20
RM+	1-14-560	SCA6500	RM-6500/PLUS	1,20
RS+	1-14-260	SCPA6500	RS-6500/PLUS	1,20



**Sensor F**  
Alm. finger sensor



**Sensor FS**  
Lille finger sensor



**Sensor ES**  
Soft øre sensor



**Sensor W**  
Wrap sensor



**Sensor Y**  
Y-sensor



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor



**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor




**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor



**Sensor MF**  
Multi finger sensor

**Bruker** - se Odam

**Burdick** - se Spacelabs Burdick

<b>CAS Medical Sys Inc.</b>				
OscilloMate 9002, 9303, 9302S				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-110	Nonin 8000AA-1	F-3012	0,90
ES	1-14-310	Nonin 8000 Q	ES-3012	0,90
Y	1-04-210	na	Y-2237	0,90
R	1-04-810	Nonin 8000SL-1	R-3012	0,90
R	1-04-808	Nonin 8000SL-3	R-3012-30	2,95
RM	1-14-710	Nonin 8000SM-1	RM-3012	0,90
RM	1-14-708	Nonin 8000SM-3	RM-3012-30	2,95
RS	1-14-810	Nonin 8000SS-1	RS-3012	0,90
RS	1-14-808	Nonin 8000SS-3	RS-3012-30	2,95
W	1-14-610	Nonin 8000 J	W-3012	0,90
R+	1-04-710	na	R-3012/Plus	0,90
RM+	1-14-510	na	RM-3012/Plus	0,90
RS+	1-14-210	na	RS-3012/Plus	0,90


<b>Choice Electronic Technologies Co.</b>				
---	--	---	--	--


Benytter BCI teknologi - Se BCI


<b>Colin</b>				
Press-Mate SAT, BP-88, BP-88S, BP-306, BP-508, BP-808				
		**Adapterkabel skal benyttes		


Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor


**Corometrics** - se GE Medical Systems


<b>CSI - Criticare System Int'l</b>				
501, 503, 504, 507, 508, 581, 1100, 8100, Poet (602-3A), Scholar				
				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-118	CSI 511SD	F-3282-9	0,90
F	1-04-120	CSI 511	F-3282-30	3,00
ES	1-14-318	na	ES-3282-9	0,90
Y	1-04-218	CSI 940SD	Y-2287-9	0,90
R	1-04-818	na	R-3282-9	0,90
RM	1-14-718	na	RM-3282-9	0,90
RS	1-14-818	na	RS-3282-9	0,90
MF	1-14-418	na	MF-3282-9	0,90


<b>Datascope</b>				
Expert, Passport (Nellcor® SpO <sub>2</sub> )				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

<b>Datascope</b>				
Accutorr Plus (Nellcor® SpO <sub>2</sub> )				
**Adapter kabel skal benyttes				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				


<b>CSI - Criticare System Int'l</b>				
501, 503, 504, 507, 508, 581, 1100, 8100, Poet (602-3A), Scholar				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-119	CSI 511-10L	F-3282-36	3,60
ES	1-14-319	na	ES-3282-36	2,95
Y	1-04-219	CSI 940-10L	Y-2287-36	3,60
R	1-04-819	na	R-3282-36	2,95
RM	1-14-719	na	RM-3282-36	2,95
RS	1-14-819	na	RS-3282-36	2,95
W	1-14-619	na	W-3282-36	2,95
MF	1-14-419	na	MF-3282-36	2,95


<b>Datex-Ohmeda</b>				
S/5 FM port Dinamap V100				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-127	OXY-F-UN	F-3513-30	3,00
F	1-04-128	na	F-3513-40	4,00
R	1-04-827	na	R-3513-30	3,00
R	1-04-828	na	R-3513-40	4,00
RM	1-14-727	na	RM-3513-30	3,00
RM	1-14-728	na	RM-3513-40	4,00
RS	1-14-827	na	RS-3513-30	3,00
RS	1-14-828	na	RS-3513-40	4,00
MF	1-14-427	na	MF-3513-30	3,00

<b>CSI - Criticare System Int'l</b>				
503 SpO <sub>2</sub> t, 504 Plus, 504 DX, 506 DN, 506 N3				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-118	CSI 511SD	F-3282-9	0,90
F	1-04-120	CSI 511	F-3282-30	3,00
ES	1-14-318	na	ES-3282-9	0,90
Y	1-04-218	CSI 940SD	Y-2287-9	0,90
R	1-04-818	na	R-3282-9	0,90
RM	1-14-718	na	RM-3282-9	0,90
RS	1-14-818	na	RS-3282-9	0,90
MF	1-14-418	na	MF-3282-9	0,90

<b>Datex-Ohmeda</b>				
AS/3; CS/3; CH/S; CH-RS; CG/2S; Cardiacap I, II, 5; Capnomac; Ultima; Light Monitor; M-Estpr; Oscar II; OSP-200; Satellite Trans Puls; ULTSV I; ULTSVO; OLTSIO; ULTS00				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-125	SAS-F	F-3512-9	0,90
F	1-04-126	OXY-F-DB	F-3512-20	2,00
ES	1-14-325	SAS-F	ES-3512-9	0,90
ES	1-14-326	OXY-E-DB	ES-3512-20	2,00
Y	1-04-225	na	Y-2257-9	0,90
Y	1-04-226	OXY-W-DB	Y-3512-20	2,00
R	1-04-825	na	R-3512-9	0,90
R	1-04-826	na	R-3512-20	2,00
RM	1-14-725	na	RM-3512-9	0,90
RM	1-14-726	na	RM-3512-20	2,00
RS	1-14-825	na	RS-3512-9	0,90
RS	1-14-826	na	RS-3512-20	2,95
R+	1-04-726	na	R-3512-20/Plus	2,00
RM+	1-14-526	na	RM-3512-20/Plus	2,00
RS+	1-14-226	na	RS-3512-20/Plus	2,95
W	1-14-625	SAS-W	W-3512-9	0,90
W	1-14-626	OXY-W-DB	W-3512-20	2,00
MF	1-14-425	na	MF-3512-9	0,90
MF	1-14-426	na	MF-3512-20	2,00

**Critikon** - se GE Medical Systems

<b>Datascope</b>				
Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus, Passport (Datascope SpO <sub>2</sub> )				
				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-121	0600-00-0026-01	F-3312-9	0,90

<b>Datascope</b>				
Accusat, Accutorr 3/4 SAT, Accutorr Plus, Passport (Datascope SpO <sub>2</sub> )				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-122	0020-00-071-01	F-3312-36	3,60

<b>Datex-Ohmeda</b>				
AS/3; CS/3; CH/S; CH-RS; CG/2S; Cardiicap I, II, 5; Capnomac; Ultima; Light Monitor; M-Estpr; Oscar II; OSP-200; Satelite Trans Puls; ULTSV I; ULTSVO; OLTSIO; ULTS00				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-124	OXY-F4-N	F-3512-40	3,60
FS	1-04-424	na	FS-2258-40	2,95
ES	1-14-324	na	ES-3512-40	2,95
Y	1-04-224	na	Y-2257-9	3,60
R	1-04-824	na	R-3512-40	2,95
RM	1-14-724	na	RM-3512-40	2,95
RS	1-14-824	na	RS-3512-40	2,95
R+	1-04-724	na	R-3512-40/Plus	2,95
RM+	1-14-524	na	RM-3512-40/Plus	2,95
RS+	1-14-224	na	RS-3512-40/Plus	2,95
W	1-14-624	OXY-W-DB	W-3512-40	2,95
MF	1-14-424	na	MF-3512-40	2,95



**Sensor F**  
Alm. finger sensor



**Sensor FS**  
Lille finger sensor



**Sensor ES**  
Soft øre sensor

<b>Datex-Ohmeda</b>				
Ohmeda 3700, 3710, 3770, 3775, Biox 3740, 3760, 3800, 3900, 4700, Tuffsat, OxiCap, 5250RGM, Racal II				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-145	na	F-3412-9	0,90
R	1-04-845	na	R-3412-9	0,90
RM	1-14-745	na	RM-3412-9	0,90
RS	1-14-845	na	RS-3412-9	0,90
W	1-14-645	na	W-3412-9	0,90
R+	1-04-745	na	R-3412-9/Plus	0,90
RM+	1-14-545	na	RM-3412-9/Plus	0,90
RS+	1-14-245	na	RS-3412-9/Plus	0,90
MF	1-14-445	na	MF-3412-9	0,90



**Sensor W**  
Wrap sensor



**Sensor Y**  
Y-sensor



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor



**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor



**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor



**Sensor MF**  
Multi finger sensor


<b>Datex-Ohmeda</b>				
Ohmeda 3700, 3710, 3770, 3775, Biox 3740, 3760, 3800, 3900, 4700, Tuffsat, OxiCap, 5250RGM, Racal II				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-123	OXY-F4-H	F-3412	3,60
F	1-04-144	OXY-F1-H	F-3412-10	2,00
ES	1-14-323	OXY-E4-H	ES-3412	2,95
R	1-04-823	na	R-3412	2,95
RM	1-14-723	na	RM-3412	2,95
RS	1-14-823	na	RS-3412	2,95
W	1-14-623	na	W-3412	2,95
R+	1-04-723	na	R-3412/Plus	2,95
RM+	1-14-523	na	RM-3412/Plus	2,95
RS+	1-14-223	na	RS-3412/Plus	2,95
MF	1-14-423	na	MF-3412	2,95

**Digicare**  
Digimax 5500



Benytter BCI teknologi - Se BCI

**Dima Italia**  
Alle modeller



Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**Dräger**  
Dräger Oxipac 2000, 2500



Benytter BCI teknologi - Se BCI


**Dräger**  
Vitalert 1000, Cicero, Gamma XL, Delta XL, Kappa



\*\*Adapter kabel skal benyttes

Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**Dräger**  
Narkomed




Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**Elmed**  
PSO1000




Benytter BCI teknologi - Se BCI

**EnviteC**  
OxiPen, ChipOx Modul




	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-155	Ref	F-3227	1,20
FS	1-04-455	Ref	FS-3227	1,20
ES	1-14-255	Ref	ES-3227	1,20
Y	1-04-255	Ref	Y-3227	1,20
R	1-04-855	Ref	R-3227	1,20
RM	1-14-755	Ref	RM-3227	1,20
RS	1-14-855	Ref	RS-3227	1,20
W	1-14-655	Ref	W-3227	1,20
R+	1-04-755	Ref	RM-3227/Plus	1,20
RM+	1-14-555	Ref	RS-3227/Plus	1,20
RS+	1-14-255	Ref	W-3227/Plus	1,20
MF	1-14-455	Ref	MF-3227	1,20

**Fukuda Denshi**  
HG302 Module, DS-5100E, DS-5300W




Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**Fukuda Denshi**  
LX-5230




	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-173	SR-5C	F-2182-3	0,33
R	1-04-873	SR-5C	R-2182-3	0,33
RM	1-14-773	SR-5C	RM-2182-3	0,33
RS	1-14-873	SR-5C	RS-2182-3	0,33
W	1-14-673	DU-5C	W-2182-3	0,33

**Gambro**  
BP806





Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**GE Medical Systems**  
ALLE GE SYSTEMER  
(Flexmon system)



\*\*Adapter kabel skal benyttes

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-151	na	F-3003-9	0,90
ES	1-14-351	na	ES-3003-9	0,90
R	1-04-851	na	R-3003-9	0,90
RM	1-14-751	na	RM-3003-9	0,90
RS	1-14-851	na	RS-3003-9	0,90
R+	1-04-751	na	R-3003-9/Plus	0,90
RM+	1-14-551	na	RM-3003-9/Plus	0,90
RS+	1-14-251	na	RS-3003-9/Plus	0,9

<b>GE Medical Systems</b>				
Datex-Ohmeda S/5 FM port Dinamap V100				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-127	OXY-ES3	F-3513-30	3,00
F	1-04-128	na	F-3513-40	4,00
R	1-04-827	na	R-3513-30	3,00
R	1-04-828	na	R-3513-40	4,00
RM	1-14-727	na	RM-3513-30	3,00
RM	1-14-728	na	RM-3513-40	4,00
RS	1-14-827	na	RS-3513-30	3,00
RS	1-14-828	na	RS-3513-40	4,00
MF	1-14-427	na	MF-3513-30	3,00
MF	1-14-428	na	MF-3513-40	4,00



**Sensor F**  
Alm. finger sensor





**Sensor FS**  
Lille finger sensor



**Sensor ES**  
Soft øre sensor





**Sensor W**  
Wrap sensor

<b>GE Medical Systems</b>				
7000 Series, TRAM A.R., TRAM 200SL, 400SL, 600SL, 800A, 800SL				
 				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-145	na	F-3412-9	0,90
R	1-14-845	na	R-3412-9	0,90
RM	1-14-745	na	RM-3412-9	0,90
RS	1-14-845	na	RS-3412-9	0,90
W	1-14-645	na	W-3412-9	0,90



**Sensor Y**  
Y-sensor

<b>GE Medical Systems</b>				
7000 Series, TRAM A.R., TRAM 200SL, 400SL, 600SL, 800A, 800SL				
 				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-123	OXY-F4-H	F-3412	3,60
F	1-04-144	na	F-3412-10	2,00
ES	1-14-323	6051-0000-035	ES-3412	2,95
R	1-14-823	na	R-3412	2,95
RM	1-14-723	6051-0000-035	RM-3412	2,95
RS	1-14-823	6051-0000-035	RS-3412	2,95
W	1-14-623	OXY-W4-H	W-3412	2,95
R+	1-04-723	na	R-3412/Plus	2,95
RM+	1-14-523	na	RM-3412/Plus	2,95
RS+	1-14-223	na	RS-3412/Plus	2,95
MF	1-14-423	na	RS-3412	2,95



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor



**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor



**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor



**Sensor MF**  
Multi finger sensor

<b>GE Medical Systems</b>				
Eagle, Dash, SOLAR, TRAM Modular, 250SL, 450SL, 650SL, 850A, 850SL				
 				
**Adapter kabel skal benyttes				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

**GE Medical Systems**

Hellige Eagle 1000, 3000, SMK, SMU, SMV




\*\*Adapter kabel skal benyttes

Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**GE Medical Systems**

Critikon Dinamap 8700, 8710, 8720 Plus, Oxysuttle, Oxysuttle 2



\*\*Adapter kabel skal benyttes

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-139	Critikon 9084	F-3912	0,90

**GE Medical Systems**

Corometrics 120, 128, 128F, 129, 129F, 188



\*\*Adapter kabel skal benyttes

Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**GE Medical Systems**


Critikon Dinamap 9700, 9710, 9720 Plus, Compact, MPS, Select



Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**GE Medical Systems**

Corometrics 118, 510, 511



Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**GE Medical Systems**

Dinamap Pro 100, 200, 300, 400, 1000 V2




\*\*Adapter kabel skal benyttes

Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

**GE Medical Systems**

Corometrics 556, 570



\*\*Adapter kabel skal benyttes

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-145	na	F-3412-9	0,90
ES	1-14-345	na	ES-3412-9	0,90
R	1-04-845	na	R-3412-9	0,90
RM	1-14-745	na	RM-3412-9	0,90
RS	1-14-845	na	RS-3412-9	0,90
W	1-14-645	na	W-3412-9	0,90
R+	1-04-745	na	R-3412-9/Plus	0,90
RM+	1-14-545	na	RM/3412-9/Plus	0,90
RS+	1-14-245	na	RS-3412-9/Plus	0,90
MF	1-14-245	na	MF-3412-9	0,90

**Goldway Industrial**

UT4000A



\*\*Adapter kabel skal benyttes

Benytter BCI teknologi - Se BCI

**Goldway Industrial**


UT4000A



Benytter BCI teknologi - Se BCI

**GE Medical Systems**

Corometrics 556, 570



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-123	OXY-F4-H	F-3412	3,60
F	1-04-144	na	F-3412-10	2,00
ES	1-14-323	6051-0000-035	ES-3412	2,95
R	1-14-823	na	R-3412	2,95
RM	1-14-723	6051-0000-035	RM-3412	2,95
RS	1-14-823	6051-0000-035	RS-3412	2,95
W	1-14-623	OXY-W4-H	W-3412	2,95
R+	1-04-723	na	R-3412/Plus	2,95
RM+	1-14-523	na	RM-3412/Plus	2,95
RS+	1-14-223	na	RS-3412/Plus	2,95
MF	1-14-423	na	MF-3412	2,95

**Hellige - se GE Medical Systems**

**Healthdyne**



930, 970S, 970SE, 9705



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-110	Nonin 8000AA-1	F-3012	0,90
ES	1-14-310	Nonin 8000 Q	ES-3012	0,90
Y	1-04-210	na	Y-2237	0,90
R	1-04-810	Nonin 8000SL-1	R-3012	0,90
R	1-04-808	Nonin 8000SL-3	R-3012-30	2,95
RM	1-14-710	Nonin 8000SM-1	RM-3012	0,90
RM	1-14-708	Nonin 8000SM-3	RM-3012-30	2,95
RS	1-14-810	Nonin 8000SS-1	RS-3012	0,90
RS	1-14-808	Nonin 8000SS-3	RS-3012-30	2,95
W	1-14-610	Nonin 8000 J	W-3012	0,90
R+	1-04-710	na	R-3012/Plus	0,90
RM+	1-14-510	na	RM-3012/Plus	0,90
RS+	1-14-210	na	RS-3012/Plus	0,90

**Hewlett Packard HP - se Philips Medical**



Innomed		 		
TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde	
Innocare-T0, Oxycard				
F	1-04-110	Nonin 8000AA-1	F-3012	0,90
ES	1-14-310	Nonin 8000 Q	ES-3012	0,90
Y	1-04-210	na	Y-2237	0,90
R	1-04-810	Nonin 8000SL-1	R-3012	0,90
R	1-04-808	Nonin 8000SL-3	R-3012-30	2,95
RM	1-14-710	Nonin 8000SM-1	RM-3012	0,90
RM	1-14-708	Nonin 8000SM-3	RM-3012-30	2,95
RS	1-14-810	Nonin 8000SS-1	RS-3012	0,90
RS	1-14-808	Nonin 8000SS-3	RS-3012-30	2,95
W	1-14-610	Nonin 8000 J	W-3012	0,90
R+	1-04-710	na	R-3012/Plus	0,90
RM+	1-14-510	na	RM-3012/Plus	0,90
RS+	1-14-210	na	RS-3012/Plus	0,90



**Sensor F**  
Alm. finger sensor



**Sensor FS**  
Lille finger sensor





**Sensor ES**  
Soft øre sensor





**Sensor W**  
Wrap sensor



**Sensor Y**  
Y-sensor

Invicare		 		
Spectro 2 10, Spectro 2 30				
Benytter BCI teknologi - Se BCI				

Invivo Research		 		
4500 Plus 2				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

Ivy Biomedical		 		
405A, 405D				
		**Adapter kabel skal benyttes		
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor

Ivy Biomedical		 		
405P, 405ST				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				



**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor

Kontron		 		
7840, 7845, Minimon 7137, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				



**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor



**Sensor MF**  
Multi finger sensor

**L&T Medical**

Cosmic, Galaxy, Planet, Planet 50, Stellar P, Star 50



Benytter BCI teknologi - Se BCI


**Lynn Medical**



Benytter BCI teknologi - Se BCI

**Magna Medical**


MON-MTEK-30, 33, 35, 40, 85, 1200, 1201, 1300, 1401, 1406, 1411, 1413, 1501, 1503, MON-MTEK-MOD2, MOD3



Benytter BCI teknologi - Se BCI

**Mallinckrodt - Nellcor**


N-100 (w/High Sat)  
N-200



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-113	Nellcor DS100A	F-3212-9	0,90
F	1-04-114	Nellcor DS100A + EC8	F-3212-31	3,10
FS	1-04-413	na	FS-2218-9	0,90
ES	1-14-313	na	ES-3212-9	0,90
Y	1-04-213	Nellcor D-YS	Y-2217-9	0,90
Y	1-04-214	Nellcor D-YS + EC8	Y-2217-31	3,10
R	1-04-813	na	R-3212-9	0,90
R	1-04-814	na	R-3212-31	3,10
RM	1-14-713	na	RM-3212-9	0,90
RM	1-14-714	na	RM-3212-31	3,10
RS	1-14-813	na	RS-3212-9	0,90
RS	1-14-814	na	RS-3212-31	3,10
W	1-14-613	Nellcor OXI-A/N	W-3212-9	0,90
R+	1-04-713	na	R-3212-9/Plus	0,90
R+	1-04-714	na	R-3212-31/Plus	3,10
RM+	1-14-513	na	RM-3212-9/Plus	0,90
RM+	1-14-514	na	RM-3212-31/Plus	3,10
RS+	1-14-213	na	RS-3212-9/Plus	0,90
RS+	1-14-214	na	RS-3212-31/Plus	3,10
MF	1-14-413	na	MF-3212-9	0,90
MF	1-14-414	na	MF-3212-31	3,10

**Mallinckrodt - Nellcor**

NPB-290/5, N-390, N-3000, N-6000




\*\*Adapter kabel skal benyttes

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-113	Nellcor DS100A	F-3212-9	0,90
F	1-04-114	Nellcor DS100A + EC8	F-3212-31	3,10
FS	1-04-413	na	FS-2218-9	0,90
ES	1-14-313	na	ES-3212-9	0,90
Y	1-04-213	Nellcor D-YS	Y-2217-9	0,90
Y	1-04-214	Nellcor D-YS + EC8	Y-2217-31	3,10
R	1-04-813	na	R-3212-9	0,90
R	1-04-814	na	R-3212-31	3,10
RM	1-14-713	na	RM-3212-9	0,90
RM	1-14-714	na	RM-3212-31	3,10
RS	1-14-813	na	RS-3212-9	0,90
RS	1-14-814	na	RS-3212-31	3,10
W	1-14-613	Nellcor OXI-A/N	W-3212-9	0,90
R+	1-04-713	na	R-3212-9/Plus	0,90
R+	1-04-714	na	R-3212-31/Plus	3,10
RM+	1-14-513	na	RM-3212-9/Plus	0,90
RM+	1-14-514	na	RM-3212-31/Plus	3,10
RS+	1-14-213	na	RS-3212-9/Plus	0,90
RS+	1-14-214	na	RS-3212-31/Plus	3,10
MF	1-14-413	na	MF-3212-9	0,90
MF	1-14-414	na	MF-3212-31	3,10

**Mallinckrodt - Nellcor**


NPB-40



	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-163	Nellcor DS100A	F-3214-12	1,20

**Mallinckrodt - Nellcor**



All other





	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-113	Nellcor DS100A	F-3212-9	0,90
F	1-04-114	Nellcor DS100A + EC8	F-3212-31	3,10
FS	1-04-413	na	FS-2218-9	0,90
ES	1-14-313	na	ES-3212-9	0,90
Y	1-04-213	Nellcor D-YS	Y-2217-9	0,90
Y	1-04-214	Nellcor D-YS + EC8	Y-2217-31	3,10
R	1-04-813	na	R-3212-9	0,90
R	1-04-814	na	R-3212-31	3,10
RM	1-14-713	na	RM-3212-9	0,90
RM	1-14-714	na	RM-3212-31	3,10
RS	1-14-813	na	RS-3212-9	0,90
RS	1-14-814	na	RS-3212-31	3,10
W	1-14-613	Nellcor OXI-A/N	W-3212-9	0,90
R+	1-04-713	na	R-3212-9/Plus	0,90
R+	1-04-714	na	R-3212-31/Plus	3,10
RM+	1-14-513	na	RM-3212-9/Plus	0,90
RM+	1-14-514	na	RM-3212-31/Plus	3,10
RS+	1-14-213	na	RS-3212-9/Plus	0,90
RS+	1-14-214	na	RS-3212-31/Plus	3,10
MF	1-14-413	na	MF-3212-9	0,90
MF	1-14-414	na	MF-3212-31	3,10



**Marquette** - se GE Medical Systems



**Masimo** - Originale Masimo lagerføres



<b>M.D.E.</b> Escort100OPT11A, Escort 300A, Escort II OPT30; Prism		
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		



<b>Mediana</b> YM-2002 Series		
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		

<b>MEDLAB</b> NANO <sub>x</sub> 2, NANO <sub>x</sub> eco		
Benytter BCI teknologi - Se BCI		

<b>MEDLAB</b> PEARL 10, NANO <sub>x</sub> 10, NANO <sub>x</sub> 10C		
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		

<b>MEDLAB</b> CAPNO <sub>x</sub> , VITRO, élan, PO <sub>x</sub> 10, P-O <sub>x</sub> 100L		
**Adapter kabel skal benyttes		
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		

<b>MEDLAB</b> CAPNO <sub>x</sub> , VITRO, élan, PO <sub>x</sub> 10, P-O <sub>x</sub> 100L				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-168	na	F-3229-36	3,00

<b>Medsorce</b> BPM-200		
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		



**Sensor F**  
Alm. finger sensor



**Sensor FS**  
Lille finger sensor



**Sensor ES**  
Soft øre sensor



**Sensor W**  
Wrap sensor



**Sensor Y**  
Y-sensor



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor




**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor





**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor




**Sensor MF**  
Multi finger sensor

<b>Mennen</b>				
Horizon XL (Ohmeda SpO <sub>2</sub> )				
				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-145	na	F-3412-9	0,90
ES	1-14-345	na	ES-3412-9	0,90
R	1-04-845	na	R-3412-9	0,90
RM	1-14-745	na	RM-3412-9	0,90
RS	1-14-845	na	RS-3412-9	0,90
W	1-14-645	na	W-3412-9	0,90
R+	1-04-745	na	R-3412-9/Plus	0,90
RM+	1-14-545	na	RM-3412-9/Plus	0,90
RS+	1-14-245	na	RS-3412-9/Plus	0,90
MF	1-14-445	na	MF-3412-9	0,90

<b>Minolta</b>				
Pulsox-3				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-173	SR-5C	F-2182-3	0,33
R	1-04-873	SR-5C	R-2182-3	0,33
RM	1-14-773	SR-5C	RM-2182-3	0,33
RS	1-14-873	SR-5C	RS-2182-3	0,33
W	1-14-673	DU-5C	W-2182-3	0,33

<b>Mennen</b>				
Horizon XL (Ohmeda SpO <sub>2</sub> )				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-123	OXY-F4-H	F-3412	3,60
F	1-04-144	na	F-3412-10	2,00
ES	1-14-323	6051-0000-035	ES-3412	2,95
R	1-14-823	na	R-3412	2,95
RM	1-14-723	6051-0000-035	RM-3412	2,95
RS	1-14-823	6051-0000-035	RS-3412	2,95
W	1-14-623	OXY-W4-H	W-3412	2,95
R+	1-04-723	na	R-3412/Plus	2,95
RM+	1-14-523	na	RM-3412/Plus	2,95
RS+	1-14-223	na	RS-3412/Plus	2,95
MF	1-14-423	na	MF-3412	2,95

**Nellcor - Originale Nellcor lagerføres**

<b>Nellcor</b> se også Mallinckrodt for flere Nellcor typer				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-113	Nellcor DS100A	F-3212-9	0,90
F	1-04-114	Nellcor DS100A + EC8	F-3212-31	3,10
FS	1-04-413	na	FS-2218-9	0,90
ES	1-14-313	na	ES-3212-9	0,90
Y	1-04-213	Nellcor D-YS	Y-2217-9	0,90
Y	1-04-214	Nellcor D-YS + EC8	Y-2217-31	3,10
R	1-04-813	na	R-3212-9	0,90
R	1-04-814	na	R-3212-31	3,10
RM	1-14-713	na	RM-3212-9	0,90
RM	1-14-714	na	RM-3212-31	3,10
RS	1-14-813	na	RS-3212-9	0,90
RS	1-14-814	na	RS-3212-31	3,10
W	1-14-613	Nellcor OXI-A/N	W-3212-9	0,90
R+	1-04-713	na	R-3212-9/Plus	0,90
R+	1-04-714	na	R-3212-31/Plus	3,10
RM+	1-14-513	na	RM-3212-9/Plus	0,90
RM+	1-14-514	na	RM-3212-31/Plus	3,10
RS+	1-14-213	na	RS-3212-9/Plus	0,90
RS+	1-14-214	na	RS-3212-31/Plus	3,10
MF	1-14-413	na	MF-3212-9	0,90
MF	1-14-414	na	MF-3212-31	3,10

<b>Mennen</b>				
Horizon XL (Nellcor SpO <sub>2</sub> ), Mercury				
				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

<b>Mennen</b>				
1200, MR 1303				
				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

<b>Mindray</b>				
PM-50, PM-600, PM 5000, PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000, MEC-1000				
				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

<b>Nihon Kohden</b>				
AL-800PA Module; BSM-1101, 2101/2, 3101, 7100, 7200, OLV-1100A, Lifescope				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-101	N.K.TL-101S	F-2202-1	3,00
ES	1-14-301	na	ES-2202-1	2,95
Y	1-04-201	na	Y-2202-1	2,95
R	1-04-801	na	R-2202-1	2,95
RM	1-14-701	na	RM-2202-1	2,95
RS	1-14-801	na	RS-2202-1	2,95



**Sensor F**  
Alm. finger sensor



**Sensor FS**  
Lille finger sensor



**Sensor ES**  
Soft øre sensor

<b>Nihon Kohden</b>				
AL-800PA Module; BSM-1101, 2101/2, 3101, 7100, 7200, OLV-1100A, Lifescope				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-106	na	F-2202-9	0,90

<b>Nihon Kohden</b>				
AL-900P Module; BSM-1102, 9510; OGS-2000				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				



**Sensor W**  
Wrap sensor

<b>Nihon Kohden</b>				
BSM-4104A, 4114A				
**Adapter kabel skal benyttes				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				



**Sensor Y**  
Y-sensor

<b>Nihon Kohden</b>				
BSM-2301K, BSM- 2303K, BSM-2351, BSM-2353, BSM- 4103, BSM-4113, BSM-5105, BSM- 5135, BSM- 9510J/K, BSM- 9800, OPV-1500, ZS-930P, ZS-940P				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-171	N.K.TL-201T	F-2203-16	1,60
ES	1-14-371	na	ES-2203-16	1,60
Y	1-04-271	na	Y-2203-16	1,60
R	1-04-871	na	R-2203-16	1,60
RM	1-14-771	na	RM-2203-16	1,60
RS	1-14-871	na	RS-2203-16	1,60
W	1-14-671	na	W-2203-16	1,60
R+	1-04-771	na	R-2203-16/Plus	1,60
RM+	1-14-571	na	RM-2203-16/Plus	1,60
RS+	1-14-271	na	RS-2203-16/Plus	1,60
MF	1-14-471	na	MF-2203-16	1,60



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor





**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor






**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor







**Sensor MF**  
Multi finger sensor

<b>Nonin</b>				
7500, 8500, 8600, 8700, 8800, 9840, PamSAT 2500, Avant 2120, 9600, 9700				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-110	Nonin 8000AA-1	F-3012	0,90
ES	1-14-310	Nonin 8000Q	ES-3012	0,90
Y	1-04-210	na	Y-2237	0,90
R	1-04-810	Nonin 8000SL-1	R-3012	0,90
R	1-04-808	Nonin 8000SL-3	R-3012-30	2,95
RM	1-14-710	Nonin 8000SM-1	RM-3012	0,90
RM	1-14-708	Nonin 8000SM-3	RM-3012-30	2,95
RS	1-14-810	Nonin 8000SS-1	RS-3012	0,90
RS	1-14-808	Nonin 8000SS-3	RS-3012-30	2,95
W	1-14-610	Nonin 8000 J	W-3012	0,90
R+	1-04-710	na	R-3012/Plus	0,90
R+	1-04-708	na	R-3012-30/Plus	2,95
RM+	1-14-510	na	RM-3012/Plus	0,90
RM+	1-14-508	na	RM-3012-30/Plus	2,95
RS+	1-14-210	na	RS-3012/Plus	0,90
RS+	1-14-208	na	RS-3012-30/Plus	2,95
MF	1-14-408	na	MF-3012	0,90



<b>Novamatrix</b>				
500				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-116	8660-00	F-3262-1	3,00



<b>Novamatrix</b>				
Handheld 512, 513, 710, 715				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-143	9769-00	F-3263	0,90



<b>Odam</b>				
Physiogard				
				
Benytter BCI teknologi - Se BCI				


<b>Novamatrix</b>				
505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100, MARSpO2, Model 2001, Oxypleth				
				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-142	na	F-3262-9	0,90
R	1-04-842	na	R-3262-9	0,90
RM	1-14-742	na	RM-3262-9	0,90
RS	1-14-842	na	RS-3262-9	0,90
R+	1-04-742	na	R-3262-9/Plus	0,90
RM+	1-14-542	na	RM-3262-9/Plus	0,90
RS+	1-14-242	na	RS-3262-9/Plus	0,90

**Ohmeda - Se Datex-Ohmeda**

<b>Pace Tech</b>				
Vitalmax 800 Series (black face, Nellcor SpO <sub>2</sub> )				
				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

<b>Novamatrix</b>				
505, 510, 511, 515B/C, 520, 7000, 7100, MARSpO2, Model 2001, Oxypleth				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-117	8776-00	F-3262	2,95
ES	1-14-317	na	ES-3262	2,95
Y	1-04-217	8791-00	Y-2267	2,95
R	1-04-817	na	R-3262	2,95
RM	1-14-717	na	RM-3262	2,95
RS	1-14-817	na	RS-3262	2,95
W	1-14-617	8791-00	W-3262	2,95
R+	1-04-717	na	R-3262/Plus	2,95
RM+	1-14-513	na	RM-3262/Plus	2,95
RS+	1-14-213	na	RS-3262/Plus	2,95
MF	1-14-413	na	MF-3262	2,95

<b>Philips Medical</b>				
78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, Virida A1, A3				
				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-102	Nellcor DS100A + Agilent M1900B	F-2412	3,60
ES	1-14-302	na	ES-2412	2,95
Y	1-04-202	na	Y-2388	3,60
R	1-04-802	M1190A	R-2412	2,95
RM	1-14-702	M1190A	RM-2412	2,95
RS	1-14-802	M1190A	RS-2412	2,95
W	1-14-602	na	W-2412	2,95
R+	1-04-702	na	R-2412/Plus	2,95
RM+	1-14-502	na	RM-2412/Plus	2,95
RS+	1-14-202	na	RS-2412/Plus	2,95
MF	1-14-402	na	MF-2412	2,95

<b>Philips Medical</b> 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, Virida A1, A3 **Adapter kabel skal benyttes	 
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor	



**Sensor F**  
Alm. finger sensor

<b>Philips Medical</b> 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1722A/B, M1732A/B, M2475B, Virida A1, A3 **Adapter kabel skal benyttes	 
---	---



**Sensor FS**  
Lille finger sensor



**Sensor ES**  
Soft øre sensor

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-103	M1191A	F-2414-15	1,50
ES	1-14-303	M1194A	ES-2414-15	1,50
ES	1-14-352	na	ES-2414-30	3,00
Y	1-04-203	M1193A	Y-2414-15	1,50
R	1-04-803	M1191A	R-2414-15	1,50
R	1-04-852	na	R-2414-30	3,00
RM	1-14-703	M1191A	RM-2414-15	1,50
RM	1-14-752	na	RM-2414-30	3,00
RS	1-14-803	M1192A	RS-2414-15	1,50
R+	1-04-703	na	R-2414-15/Plus	1,50
R+	1-04-752	na	R-2414-30/Plus	3,00
RM+	1-14-503	na	RM-2414-15/Plus	1,50
RM+	1-14-552	na	RM-2414-30/Plus	3,00
RS+	1-14-203	na	RS-2414-15/Plus	1,50
MF	1-14-403	na	MF-2414-15	1,50
MF	1-14-452	na	MF-2414-30	3,00



**Sensor W**  
Wrap sensor



**Sensor Y**  
Y-sensor

<b>Philips Medical</b> MP20, MP30, MP60, MP70, MP90, M4592A	 
--	---



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor

	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-103	M1191A	F-2414-15	1,50
ES	1-14-303	M1194A	ES-2414-15	1,50
ES	1-14-352	na	ES-2414-30	3,00
Y	1-04-203	M1193A	Y-2414-15	1,50
R	1-04-803	M1191A	R-2414-15	1,50
R	1-04-852	na	R-2414-30	3,00
RM	1-14-703	M1191A	RM-2414-15	1,50
RM	1-14-752	na	RM-2414-30	3,00
RS	1-14-803	M1192A	RS-2414-15	1,50
R+	1-04-703	na	R-2414-15/Plus	1,50
R+	1-04-752	na	R-2414-30/Plus	3,00
RM+	1-14-503	na	RM-2414-15/Plus	1,50
RM+	1-14-552	na	RM-2414-30/Plus	3,00
RS+	1-14-203	na	RS-2414-15/Plus	1,50
MF	1-14-403	na	MF-2414-15	1,50
MF	1-14-452	na	MF-2414-30	3,00



**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor



**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor



<b>Philips Medical</b> MP20, MP30, MP60, MP70, MP90, M4592A **Adapter kabel skal benyttes	 
---	---





**Sensor MF**  
Multi finger sensor

Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor

<b>Physio-Control</b> Lifepak 12		
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		



<b>Spacelabs Burdick</b> PRO <sub>2</sub>		
Benytter BCI teknologi - Se BCI		

**Protocol Systems** - se Welch Allyn Protocol

<b>RGB medical devices</b> Omicrom FT, Omicrom PREMIUM				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-150	na	F-3228-30	3,00



<b>Spacelabs Medical</b> 90419, 90501, 90651A-03				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-116	369083-001	F-3262-1	3,00



<b>RGB medical devices</b> Omicrom FT, Omicrom PREMIUM				
**Adapter kabel skal benyttes				
Benytter BCI teknologi - Se BCI				

<b>Spacelabs Medical</b> 90419-01, 90651A-07				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-117	015-0130-00	F-3262	3,00
Y	1-04-217	na	Y-2267	3,00
R	1-04-817	na	R-3262	2,95
RM	1-14-717	na	RM-3262	2,95
RS	1-14-817	na	RS-3262	2,95
R+	1-04-717	na	R-3262/Plus	2,95
RM+	1-14-517	na	RM-3262/Plus	2,95
RS+	1-14-217	na	RS-3262/Plus	2,95
MF	1-14-417	na	MF-3262	2,95



**S&W** - Se Artema

<b>Schiller</b> Argus TM-7				
**Adapter kabel skal benyttes				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

<b>Spacelabs Medical</b> 90419-01, 90651A-07				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-142	na	F-3262-9	0,90
R	1-04-842	na	R-3262-9	0,90
RM	1-14-742	na	RM-3262-9	0,90
RS	1-14-842	na	RS-3262-9	0,90
R+	1-04-742	na	R-3262-9/Plus	0,90
RM+	1-14-542	na	RM-3262-9/Plus	0,90
RS+	1-14-242	na	RS-3262-9/Plus	0,90

<b>SensorMedics</b> Oxyshuttle I, II				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-139	766721	F-3912	0,90

<b>Siemens Medical</b> Sirecust 700, 630; Sirem SpO <sub>2</sub> Module				
**Adapter kabel skal benyttes				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

<b>Spacelabs Medical</b> 90351-D/G, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651- 07/08, 90651A				
**Adapter kabel skal benyttes				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-117	015-0130-00	F-3262	3,00
Y	1-04-217	na	Y-2267	3,00
R	1-04-817	na	R-3262	2,95
RM	1-14-717	na	RM-3262	2,95
RS	1-14-817	na	RS-3262	2,95
R+	1-04-717	na	R-3262/Plus	2,95
RM+	1-14-517	na	RM-3262/Plus	2,95
RS+	1-14-217	na	RS-3262/Plus	2,95
MF	1-14-417	na	MF-3262	2,95

<b>Siemens Medical</b> SC 6002XL, SC 7000, SC 8000, SC 9000XL				
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				

**Smiths Medical PM Inc.** - se BCI (Bochem Int)



<b>Spacelabs Medical</b> 90351-0/6, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651A-08, PC Express, IM77		
	**Adapter kabel skal benyttes	
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		



**Sensor F**  
Alm. finger sensor

<b>Spacelabs Medical</b> 90308, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651A-08, PC Express		
	**Adapter kabel skal benyttes	
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		




**Sensor FS**  
Lille finger sensor

<b>Spacelabs Medical</b> 90496 Ultraview (Nellcor SpO <sub>2</sub> )		
	**Adapter kabel skal benyttes	
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		



**Sensor ES**  
Soft øre sensor

<b>Spacelabs Medical</b> 90496 Ultraview (Novamatrix SpO <sub>2</sub> )				
	**Adapter kabel skal benyttes			
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor				
	TGm PN	OEM PN	Ref PN	Længde
F	1-04-117	015-0130-00	F-3262	3,00
Y	1-04-217	na	Y-2267	3,00
R	1-04-817	na	R-3262	2,95
RM	1-14-717	na	RM-3262	2,95
RS	1-14-817	na	RS-3262	2,95
R+	1-04-717	na	R-3262/Plus	2,95
RM+	1-14-517	na	RM-3262/Plus	2,95
RS+	1-14-217	na	RS-3262/Plus	2,95
MF	1-14-417	na	MF-3262	2,95



**Sensor W**  
Wrap sensor



**Sensor Y**  
Y-sensor

<b>Welch Allyn Protocol</b> Propaq 102, 104, 106, 106-EL, 202-EL, 204-EL, 206-EL		
	**Adapter kabel skal benyttes	
Benytter Nellcor teknologi - Se Nellcor		



**Sensor R og R+**  
Stor gummi sensor



**Sensor RM og RM+**  
Medium gummi sensor

<b>Weinmann</b> Oxycount Mini		
	**Adapter kabel skal benyttes	
Benytter BCI teknologi - Se BCI		



**Sensor RS og RS+**  
Lille gummi sensor



**Sensor MF**  
Multi finger sensor